

en

**OBSERVE UNIVERSAL PRECAUTIONS ON ALL PATIENTS  
REPORT NEEDLE STICKS IMMEDIATELY AND FOLLOW ESTABLISHED PROTOCOL.**

- Percutaneous puncture with a contaminated needle may lead to serious illness such as hepatitis, HIV (AIDS), or other infectious diseases.
- Resheathing needles is hazardous.

**NON-PYROGENIC - STERILE:**

Unless package has been opened or damaged.

**DO NOT RESTERILIZE.**

As with any spinal procedure, to help avoid needle breakage, **DO NOT ATTEMPT TO STRAIGHTEN A BENT NEEDLE.**

Care should be taken to avoid needle damage. Repeated repositioning may increase the risk of needle breakage. Observe needle carefully during procedures.

Remove spinal needle and introducer needle together. Replace with a new needle.

**ENSURE SYRINGE IS SEATED FIRMLY IN NEEDLE HUB.**

To be used by properly qualified and trained health professionals.

**CAUTION:** Federal (U.S.A.) law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

Re-use may lead to infection or other illness/injury.

## **BD Spinal Needle**

- SPINAL NEEDLE Quincke Type Point
- AGUJA ESPINAL punta tipo Quincke
- Aguja espinal de punta Quincke
- AIGUILLE SPINALE Biseau de Quincke
- SPINALKANÜLE mit Quinckeschliff
- AGO SPINALE Punta tipo Quincke
- Spinalna naald met Quincke punt
- SPINALNÄL med Quincke slpad spets
- SPINALKANYLE med Quincke slib
- SPINAALINEULA Quincke tyypinen kärki
- СПИНАЛЬНАЯ ИГЛА с заточкой типа Quincke
- ΒΕΛΟΝΑ ΟΣΦΥΟΝΟΤΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΕΤΗΣΗΣ με Άκρο τύπου Quincke
- Igła podrażczynówkowa z końcówką typu Quincke point
- Spinal ti Quincke típusú hegygel
- SPINALNÍ JEHLA s Quincke hrotem
- Spinalna ihla s hrotom typu Quincke

- SPINALNA IGLA s konico tipa Quincke
- SPINAALNÖEL Quincke-tüüpi otsikuga
- SPINALINES ADATOS Quincke tipo gallukas
- SPINALÄ ADATA ar Quincke tipa smalli
- SPINALNÄL med spiss av Quincke-type
- SPINAL İĞNE Quincke Tipi Uç
- ابرة شوكية من نوع كوينكه نقطة
- СПИНАЛЬНА ИГЛА със скосен връх тип Quincke
- Spinalna igla s Quincke vrhom
- Квинке типті спиналды ине
- Ac spinal cu vârî tip Quincke
- Spinalna igla sa vrhom „Quincke Point“
- Спинална голна з заточкою типу Квинке
- Igła sterylna jednorazowa w komplecie z sondą dla sznunku mózgowego i lumbalnej punkcji i anestezji BD Spinal Needle (Quincke)



STERILE EO

CE 0318



Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín del Guadalix, Madrid, Spain  
Бектон Дикinson С.А., Каминo де Вальдеолива, с/н, 28750 Сан Агустин дель Гуадаликс,  
Мадрид, Испания

Becton Dickinson S.A., Camino de Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín del Guadalix,  
Madrid, España



BD Switzerland Sàrl, Terre Bonne Park A4, Route de Crassier 17, 1262 Eysins, Switzerland

For Switzerland: Imported by: Becton Dickinson AG, Binmingerstrasse 94, 4123 Allschwil, Switzerland

Упомянутой организации: ООО «Бектон Дикinson Восток», 127018, РФ, Москва,  
ул. Двинская, д.12, стр.1

Українований представник в Україні: ТОВ «Краті Медтехніка», вул. Багговутівська 17-21,  
6-й поверх, 06107, Київ, Україна

Иглы стерильные одноразовые для спинно-мозговой и лумбальной пункции и анестезии в  
комплектах и интродьюсеры

BD and the BD Logo are trademarks of Becton, Dickinson and Company. © 2022 BD. All rights reserved. bd.com